

### Poulie pour pouliothérapie

Poulie en nylon et fibre de verre pour la pouliothérapie

Cette poulie est à utiliser en pouliothérapie pour réaliser des mouvements de traction ou de flexion selon son orientation. Elle est à utiliser avec une drisse pour réaliser les exercices.

En plus de la poulie, l'accessoire est équipé d'un mousqueton métallique pivotant à 360° pour ne pas être restreint.

Caractéristiques techniques :

- Poulie en nylon et fibre de verre,
- Accroche poulie-mousqueton permettant une rotation à 180°,
- Mousqueton pivotant à 360°.

