

Poupinel panacea

Stérilisateur à chaleur sèche.

Chaleur sèche avec thermostat.

- Thermomètre de contrôle.
- Minuterie de 0 à 120 mm.
- Température de 140 à 200°C.
- Chambre et étagère inox AISI304 18/10.
- Structure extérieur en acier verni.
- Fermeture avec verouillage.
- Fermeture à clef de la porte pour les modèles 20L et 58L.
- Volume 3.8 L, 6 L, 20L ou 58 litres.

Dimensions intérieures (modèle 3.8L): L.320 x l.150 x H.65 mm.

Dimensions intérieures (modèle 6L) : L.415 x l.180 x H.85 mm.

Dimensions intérieures (modèle 20L): L.385 x l.235 x H.218 mm.

Dimensions intérieures (modèle 58L) : L.500 x l.360 x H.320 mm.

Utilisation soumise à réglementation.

Matériel médical CE.

Pour la stérilisation du matériel médical, optez pour un stérilisateur Poupinel pour une stérilisation à chaleur sèche ou pour un [autoclave pour une stérilisation à vapeur](#).



Capacité 3.8L ou 6L

Capacité 20L ou 58L

