



Protection avant-bras en gel pour béquilles et cannes anglaises - MyGelbow - My Add On®

Coussinets en gel transparent à placer dans l'accoudoir de la béquille pour améliorer le confort et limiter la sudation

Coussinet en gel autoadhésif. Apporte un soutien confortable à l'avant-bras. Il permet de répartir les points de pression sur l'accoudoir de la béquille.

- Coussinets confortables
- Apporte un soutien à l'avant-bras
- Agréable sur la peau
- Diminue la transpiration
- Facile à nettoyer
- Reste autoadhésif après nettoyage

Produit sans latex

Technologie de gel autoadhésif brevetée

Conditionnement : Paquet de 2 coussinets de gel

OEKO-TEX® Standard 100

Produit designé en Belgique et fabriqué en Allemagne