

FICHE TECHNIQUE



Protections masculines MoliCare® Premium men - Paquet de 14 - Hartmann

Pour fuites urinaires légères

Protections masculines absorbants adaptées à l'anatomie masculine et constituées d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes latérales, d'un voile externe intraversable et micro-aéré en non tissé ultra doux et d'un adhésif de fixation.

- pH 5,5, aide à préserver le pH physiologique de la peau
- Odeurs neutralisées
- Hypoallergénique

Existe en 3 modèles avec différentes capacité d'absorption :

- Protection anatomique MoliCare® Premium men 2 gouttes : 147 mm, capacité d'absorption : 330ml, 14 protections par sachet
- Protection anatomique MoliCare® Premium men 4 gouttes : 345 mm, capacité d'absorption : 546ml, 14 protections par sachet
- Protection anatomique MoliCare® Premium men 5 gouttes : 345 mm, capacité d'absorption : 852ml, 14 protections par sachet

Pour qui ?

Les personnes actives et valides, souffrant de troubles urinaires liés à la prostate (hypertrophie bénigne de la prostate -HBP- ou adénome prostatique)