

Protège bassin avec tampon absorbant 600ml - Rouleau de 20 unités

Sac et tampon super absorbant pour des conditions optimales d'hygiène et de sécurité.

Protection pour bassin de lit, hypoallergénique, avec tampon super absorbant qui assure une absorption ultra rapide. Vendu par rouleau de 20 unités.

Indiqué pour les patients alités dépendants en établissement de santé ou en transport sanitaire d'urgence.

- Protection des bassins de lit pour confiner les excréta
- Mise en place facile et rapide
- Une fois utilisé, se retire et se ferme facilement
- Absorption ultra rapide de 600 ml / 20 oz (environ 600g)
- Maîtrise du risque infectieux et des odeurs
- technologie "Alveol-Technology"
- Sac et tampon testés dermatologiquement et hypoallergéniques

Composition :

- Sac : polyéthylène
- Tampon super absorbant : Micro-Cellulose et Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt)
- Papier de soie absorbant : pâte de cellulose PW416

Dimension des sacs : 60x40cm

Conditionnement : rouleau de 20 unités

Également adapté pour les seaux bariatriques.

Matériel Médical CE

Protèges bassin compatibles avec la référence [BASSDL - Bassin de lit forme pantoufle](#)

