



### Protège chevilles et talons avec gel pour protection anti-escarres

Talonnère permettant de soulager la pression de la peau au niveau du talon et de la cheville et évite l'apparition d'escarres.

Protection en coton/lycra contenant un support en gel qui permet un appui doux et soulage les pressions sur la peau.

Le support en gel distribue uniformément le poids du corps et diminue les frottements et appuis sur la peau.

Modèle à utiliser en guise de talonnère ou de cheville.

- Protection en coton/lycra extensible et respirant.
- Lavable en machine à 40°C.
- Support en gel.
- Lavable avec un produit nettoyant ou une serviette humide.

Les protections peuvent être portés jusqu'à 12H toutes les 24H.

Vendus par lot de 2.

Disponible en 2 tailles:

- Taille M: dimensions 25-30 cm.
- Taille L: dimensions 30-36 cm.

Matériel Médical CE.