

FICHE TECHNIQUE

Punch à biopsie à usage unique stérile Kai

Qualité de coupe et facilité d'extraction pour le prélèvement cutané

La référence en matière de punchs pour biopsie.

Lame tranchante très fine.

Poignée en plastique anti-dérapante.

Les punchs sont disponibles en différents diamètres pour s'adapter à la taille des carotages cutanés à réaliser.

- Lame tranchante inoxydable très fine.
- Stérile sous plastique.
- Sans latex.
- Prêt à l'emploi.
- Usage unique.
- Large gamme de tailles.

La taille du diamètre du punch est indiquée sur chaque produit.

Conditionnement en emballages individuels rigides.
Vendus par lot de 20 punchs.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

