



Punch à biopsie à usage unique stérile Robe Medical - Boîte de 10

Prêt à l'emploi pour des prélèvements cutanés précis et sûrs.

Punchs pour biopsie dermique de marque Robé Médical.

Bénéficiant d'une expérience de fabrication de plus de 25 ans dans le domaine du prélèvement cutané, ces punchs à biopsie vous assurent une qualité de coupe optimale pour vos prélèvements.

Bordure tranchante très fine.

Poignée en plastique anti-dérapante.

Disponibles en différents diamètres pour s'adapter à la taille des carottes cutanées à réaliser.

- Prêt à l'emploi.
- Usage unique.
- Longueur totale: 9,3 cm.

8 tailles disponibles: Ø 1mm, Ø 2mm, Ø 3mm, Ø 4mm, Ø 5mm, Ø 6mm, Ø 7mm, Ø 8mm.

La taille du diamètre du punch est indiquée sur chaque produit.

Stérilisation rayon gamma.
Garantie 5 ans.

Conditionnement sous emballage individuels rigide.
Vendus par boîte de 10 punchs.

Matériel médical CE.