

Réhausse WC avec couvercle et fixation par serrage Salamender

Stabilité et fixité avec serrage par molette. Permet de réhausser l'assise de 10 cm.

Modèle rigide et antidérapant adaptable à toutes les cuvettes.

- 2 molettes de serrage
- Patins antidérapants
- En plastique injecté, aucun risque de corrosion
- Avec couvercle
- Certifié et testé à 185 kg

Dimensions : L 40 x l 35,5 x 10 cm

Poids : 1,3 Kg

La gamme Salamender de Robé Médical® vous propose divans et tables pour examens, gynécologie, massages et ostéopathie. Tous les produits Salamender sont conformes aux normes les plus strictes et vous assurent confort, ergonomie et fiabilité. Salamender par Robé Médical®, la référence en matière de mobilier.

