

FICHE TECHNIQUE

Ruban calcul Bmi - IMC - longueur de 2 mètres

Ruban de mesure avec indication Bmi / IMC

Ce ruban indique le rapport entre le poids et la taille, permettant de situer un IMC (Indice de Masse Corporelle) aussi appelé BMI, par rapport aux recommandations de santé.

Les inscriptions sont directement sur le boîtier avec graduation.

Matières :

Boîtier en plastique ABS et ruban en plastique souple

Dimensions du boîtier (en forme de triangle) :

Équilatéral = 90 mm de chaque côté

Longueur du ruban :

Environ 2 mètres

Nettoyage :

Avec une eau savonneuse ou détergent.

