

FICHE TECHNIQUE



Sac Rusticana en cuir brossé - avec 2 poches - Coloris marron - Durasol - Dim. 43 x 21 x 27 cm

Sac médical Rusticana avec poche latéral amovible à filet avec 6 compartiments

Sac de médecin esthétique avec un design haut de gamme.
Fait de cuir véritable, très résistant et très solide, ce sac est robuste, durable et se transporte facilement grâce à sa poignée ergonomique à double prise.

- Fait de cuir véritable haut de gamme,
- Finition haut de gamme, surtout en ce qui concerne les coutures
- Ouverture avec renforcements des bords pour une stabilité lorsque le sac est ouvert
- Grande poche externe avec fermeture éclair
- Poche extérieure avec fermeture velcro.
- Système de fermeture double fait en polymère ABS
- Poignée ergonomique

Produit fabriqué en Allemagne

Équipement intérieur :

Poche latérale amovible à filet avec 6 compartiments, une grande poche interne, compartiment amovible avec séparateurs flexibles, un distributeur d'ampoules mobile compris.

Dimensions :

longueur 43cm x largeur 21cm x hauteur 27cm

Matière :

Cuir de buffle

Couleurs :

Marron

Poids :

2,35kg