

### Sac de recueil pour WC

Pour le recueil des excréta et des selles contaminées dans les toilettes sèche ou humide

Utilisation: En cas de risque de contamination fécal, d'origine virale, bactérienne, parasitaire et pendant la chimiothérapie. Recommander en l'absence de toilette humide.

- Sac Polyéthylène 30µ
- Fermeture rapide avec liens

- Boite de 20 dispositifs jetables
- Contenance : 600 ml
- Neutralise les odeurs

- Testé dermatologiquement
- Hypoallergénique

Matériel Médical CE.  
Dispositif médical

