

## FICHE TECHNIQUE

### Sac de secours d'urgence Robé Médical 61 L - Dim. 55 x 35 x 32 cm

Utilisation en bandoulière, à la main ou en sac à dos. Qualité professionnelle avec séparations.

Mallette tissu nylon Cordura renforcée, résistante et imperméable pour le transport et le stockage du matériel médical lors d'interventions d'urgence. Séparateurs amovibles pour un positionnement personnalisé le rendant très fonctionnel.

Fond imperméable en caoutchouc empêchant les infiltrations d'eau.

Revêtement intérieur amovible pour un nettoyage facilité.

Doubles bandes réfléchissantes jaunes pour la sécurité.

Composé de:

- 1 grand compartiment de rangement.
- 6 compartiments intérieurs, grâce à 5 séparateurs amovibles avec velcro.
- 4 poches latérales avec fermeture zippée, dont 1 avec compartiments de séparations.
- 1 trousse de rangement avec fenêtre transparente. Amovible (velcro).
- Bandoulière et sangles dos amovibles.
- Boucles et attaches métalliques.

Disponible en rouge ou en bleu.

Dimensions (hors poches) : L 55 x l 35 x H 32 cm.

Poids: 1,85 kg.

