

FICHE TECHNIQUE

Sac de secours d'urgence Robé médical 35 L - avec séparations - Dim. 38 x 17 x 28 cm

Qualité professionnelle, pour le transport et le stockage du matériel médical lors d'interventions d'urgence. 35L partie centrale hors poches.

Mallette tissu nylon Cordura renforcée, résistante et imperméable avec bandoulière et poignée pour une prise en main aisée.

Très fonctionnelle avec 3 séparations avec cloisons amovibles pour un positionnement personnalisé.

Doubles bandes réfléchissantes jaunes pour plus de sécurité.

Fond imperméable en caoutchouc empêchant les infiltrations d'eau.

Revêtement intérieur amovible pour un nettoyage facilité.

Composé de:

- 1 grand compartiment de rangement.
- 3 compartiments intérieurs grâce à 2 séparateurs amovibles avec velcro.
- 4 poches latérales avec fermeture zippée.
- 1 trousse de rangement avec fenêtre transparente. Amovible (velcro).
- Bandoulière amovible.
- Boucles et attaches métalliques.

Coloris rouge.

Dimensions (hors poches) : L 38 x l 17 x H 28 cm.

Poids: 1.7 kg.

