

Sac hydrosoluble Aquaplus entièrement soluble - 110l

Sac soluble en alcool polyvinylique imperméable aux bactéries.

Dissolution rapide et sans résidu du sac.

- Lien de fermeture soluble à l'eau froide.
- Températures de solubilisation précises
- Résistant au linge humide.
- Conseillé pour le lavage en tunnel.

Sacs solubles disponibles en température de solubilisation 55 C°

Dimension sacs solubles :

- 110 litres : 710mm x 990mm

Matériau : PVA (alcool polyvinylique)

Les sacs hydrosolubles sont livrés en carton de 100 sacs solubles.

Ces sacs sont entièrement solubles, [nous proposons également une gamme de sacs à ouverture soluble avec une bande extérieure soluble](#)

[Demandez un devis à notre service commercial pour un appel d'offre](#)

