

### Sachets de conservation du lait maternel Lansinoh - Pack de 25 sachets

La solution idéale pour la conservation de votre lait que ce soit au réfrigérateur ou au congélateur, à plat ou debout.

Pré-stérilisés et étanches, les sachets de conservation de lait maternel Lansinoh® sont la solution idéale pour la conservation de votre lait que ce soit au réfrigérateur ou au congélateur, à plat ou debout. C'est également un accessoire permettant de stocker votre lait maternel et faire des réserves pour plus tard !

#### **Caractéristiques :**

- Pré-stérilisés
- Sans BPA ni BPS
- 100 % étanche
- Conservation au réfrigérateur ou congélateur
- Fabrication à base de polyéthylène à basse densité
- Sachets pré-découpés pour une hygiène totale ainsi qu'un zip renforcé pour une conservation optimale du lait maternel.
- Sachets avec une double jonction hermétique sur les côtés.
- Facile à utiliser
- Fond expansé pour plus de facilité de remplissage

#### **Conseils d'utilisation :**

Si, une fois congelé, votre lait se conservera un moment en gardant toutes ses propriétés, il n'en est plus de même lorsque le lait maternel est décongelé. En effet, celui-ci va pouvoir se garder uniquement 24 heures au frigo. Lorsque vous souhaitez décongeler votre lait maternel, nous vous recommandons donc de bien penser à la quantité que vous allez décongeler. Il serait dommage de devoir le jeter parce que vous ne l'avez pas utilisé assez tôt. Après la décongélation du lait maternel, vous allez le faire chauffer. Une fois cette étape terminée, votre enfant devra prendre le biberon dans la demi-heure. Une fois ce laps de temps passé, le lait devra être jeté.

