

Sachets de stérilisation auto-adhésifs, Lot de 200

**Pour l'emballage et la stérilisation des instruments en autoclave.
Permet la conservation en milieu stérile.**

Sachets de stérilisation avec fermeture immédiate par bande adhésive autocollante.

- 1 face film transparent : permet de visualiser les instruments
- 1 face papier médical : laisse pénétrer la vapeur d'eau tout en assurant une barrière antibactérienne.

Tailles disponibles :

- 90 x 260 mm.
- 140 x 295 mm.
- 190 x 360 mm.

Conditionnement par lot de 200 sachets.

Matériel médical CE.

