

FICHE TECHNIQUE



Sacs à déchets jaune Dasri 110 L, Rouleau de 25

Pour un conditionnement sûr des déchets mous et non coupants à risques infectieux.

Sacs à déchets d'activité de soins pour risques infectieux, équipés d'un lien coulissant pour une fermeture facilitée.

Adaptés aux contraintes des professionnels de la santé tels que :

- Les laboratoires d'analyses de biologie médicale,
- Les maisons de retraite,
- Les hôpitaux,
- Les centres de dialyse.

Résistant aux chutes et aux déchirures, 100% recyclables.

- Dimensions : L 1050 x I 700 mm
- Épaisseur norminale : 34µ
- Volume 110 litres
- Couleur jaune

Vendu par rouleau de 25 sacs.

Norme NFX 30501.