

FICHE TECHNIQUE

Sang artificiel - Bidon de 5L - Maqpro

Sang artificiel de viscosité normale

Le **sang artificiel Maqpro** est une composition exclusive.

Il présente les avantages suivants :

- à la couleur du sang
- est "alimentaire" c'est à dire qu'on peut sans danger le mettre au contact de la peau voire même dans la bouche
- ne pas le diluer
- ne tache pas
- se nettoie à l'eau froide tant sur la peau que sur les vêtements

Mode d'emploi :

Selon la blessure ou la plaie que vous voulez simuler, le sang "normal" est idéal pour imiter :

- un impact de balle (sur un tissu fin, il s'imbibera plus facilement) ;
- une blessure fraîche (si vous désirez un écoulement normal) ; etc.

Conditionné par bidon de 5L.

Fabrication Française.

