

Sang coagulé - 30g - Maqpro

Destinée à simuler des estafilades ou une plaie coagulée.

Le **sang coagulé** est une version pâteuse du Sang artificiel destinée à simuler des estafilades ou une plaie coagulée.

Il présente les avantages suivants :

- à la couleur du sang ;
- ne coule pas ;
- sèche vite et tient bien ;
- est "alimentaire" c'est à dire qu'on peut sans danger le mettre au contact de la peau voire même dans la bouche ;
- ne pas le diluer ;
- ne tache pas ;
- se nettoie à l'eau froide tant sur la peau que sur les vêtements.

Mode d'emploi :

Se pose directement sur la plaie à l'aide d'une spatule ou au doigt.

Le **sang coagulé** sert à imiter :

- une blessure de plusieurs heures où le sang ne coule plus ;
- une croûte de sang ;
- des traces de sang sur les murs etc.

Démaquillage :

Vous pouvez l'enlever à l'eau tiède sans aucun détergent ou avec du Cleaner.

Conditionné en tube métal de 30g.

Fabrication Française.

ATTENTION : Ne jamais appliquer à proximité des yeux ou des muqueuses.

