



### Sangle d'immobilisation coulissante pour les membres inférieurs - 2 passants et boucle de réglage

Sangle coulissante pour immobiliser les membres inférieurs du corps en pouliothérapie, avec 2 passants et une boucle de réglage

La sangle d'immobilisation pour membre inférieur assure une fixation sécurisée. Elle est conçue pour limiter les mouvements indésirables et pour permettre un travail ciblé lors des exercices.

L'attache et l'ajustement de la sangle se fait via une lanière et une boucle de réglage en acier.

#### Caractéristiques techniques :

- Pièce d'immobilisation en cuir synthétique, rembourrée de mousse - Longueur 23cm x largeur 10cm,
- Sangle coulissante en polypropylène - Longueur de 220cm x largeur 3cm x épaisseur 1,3mm,
- Boucle d'attache et de réglage en acier.

Fabriqué en France