

FICHE TECHNIQUE



Sangle de fixation pour membre

Sangle pour fixer les membres en pouliothérapie, avec boucle de réglage.

La sangle de fixation pour membre est conçue pour immobiliser les membres supérieurs ou inférieurs et ainsi limiter les mouvements indésirables pour une exécution plus sûre des exercices de pouliothérapie.

La sangle est dotée d'une boucle de réglage qui permet un ajustement rapide de la tension.

Caractéristiques techniques :

- Pièce principale en cuir synthétique rembourrée de mousse : Longueur 30cm x largeur 13cm,
- Sangle en polypropylène. Longueur 191cm - Largeur 3cm - Epaisseur 1,3mm,
- Boucle de réglage de l'attache en acier.

Fabriqué en France.