

### Sangle pour verticalisateur

#### Pour l'aide à la verticalisation et au transfert assis

Sangle la plus confortable pour les verticalisateurs, mais également adaptable à quasiment tous les verticalisateurs par traction.

? Cette sangle aide le patient à suivre le schéma naturel du relevage, grâce à sa position sur la taille.

? Le doublage en mousse rigide aide à la répartition des pressions sur les parties du corps en contact.

? Évite le cisaillement et les pressions douloureuses par son rembourrage.

? Le patient peut être transféré en position semi-assise, aidé par la sangle sous-fessière.

#### Tailles disponibles :

- Taille S : Tour de taille de 50 à 90 cm.
- Taille M : Tour de taille de 70 à 110 cm.
- Taille L : Tour de taille de 90 à 130 cm.
- Taille XL : Tour de taille de 110 à 150 cm.

Matériel médical CE.

Fabrication Française.

