



### Saturomètre oxymètre digital avec écran Led Robemed

#### Conforme à la norme ISO internationale 80601

Écran Led couleur - Faible consommation d'énergie - Garantie 3 ans. Mesure précise et rapide de la saturométrie et de la fréquence cardiaque.

Oxymètre saturomètre digital OXY330 avec écran LED pour affichage SpO<sub>2</sub>, fréquence cardiaque et baregraphe.

Faible consommation d'énergie, autonomie 600 mesures avec des piles neuves.

Pour le diagnostic et le monitoring de courte à moyenne durée.

Service après vente et garantie de 3 ans assurée par Robé médical.

#### Pour une utilisation chez l'enfant et l'adulte (épaisseur de doigt entre 8 et 25,4 mm).

- Écran couleur LED: 51 x 25 mm.
- Affichage immédiat SPO<sub>2</sub> et fréquence cardiaque.
- Affichage bargraphe SpO<sub>2</sub>.
- Plage de mesure Saturométrie de 70 à 100%. Précision +/- 2%.
- Affichage de la fréquence cardiaque de 25 à 250 bpm. Précision +/- 3bpm.
- Arrêt automatique après 8 secondes d'inactivité.
- Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).
- Autonomie: jusqu'à 600 mesures.
- Indicateur de batterie faible.
- Coloris: blanc.

Dimensions : longueur 56 x Hauteur 36 x largeur 30 mm.

Poids : 56g (avec piles).

L'oxymètre saturomètre est livré avec dragonne, 2 piles AAA et un mode d'emploi en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

*Attention: l'oxymètre mesure des paramètres vitaux. Il doit impérativement être utilisé en liaison avec le médecin traitant. L'interprétation des résultats ne peut être faite que par celui-ci.*