



### Saturomètre oxymètre portable ZeniXx II

Modèle professionnel mesure et monitoring courte et moyenne durée de la saturométrie, la fréquence cardiaque et baregraphe.

Compact et léger, conçu pour la mobilité, l'oxymètre ZeniXx II offre une mesure immédiate et précise de la SpO<sub>2</sub> et de la Fréquence Cardiaque. Avec large écran 2.4" à affichage LED, alarmes sonores et visuelles paramétrables.

- Ecran LED.
- Baregraphe 10 segments.
- Alarmes visuelles et sonores réglables.
- Paramétrages selon 4 seuils d'alerte.
- Utilisation intuitive avec menu 5 touches.
- Indicateur pour batteries faibles.
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inutilisation.

Plages de mesure SpO<sub>2</sub>: 35 - 99%

- Résolution: 1%
- Précision: +/- 2%

Plage de mesure fréquence cardiaque (FC): 30 - 250 bpm

- Résolution: 1 bpm
- Précision: +/- 2 bpm

Convient pour une utilisation chez un patient adulte mais également en pédiatrie ou en néonatalogie (capteur en option).

- Autonomie (utilisation en continu): 3 piles alcaline LR6 ou 3 piles rechargeables 1,5V AA: 7 heures.
- Dimension de l'appareil : H 126 x l 70 x P 32 mm.
- Poids : 122g sans piles.

L'oxymètre saturo-mètre ZeniXx II est livré complet avec son manuel d'utilisation, un capteur adulte M-50E et 3 piles alcaline LR6.

**ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.**

Garantie 2 ans.  
Matériel médical CE.