



Savon antiseptique pour les mains - Dermanios Scrub CG Anios - Flacon de 1L ou Bidon de 5L

Savon antiseptique prêt à l'emploi, pour le lavage hygiénique des mains.

- Formulation sur base digluconate de chlorhexidine.
- Lavage hygiénique des mains : 3 ml/30 secondes.
- Activité sur sarm et bactéries multirésistantes

Conditionnement : Flacon Airless de 1L ou Bidon de 5L

Mode d'emploi :

- Produit prêt à l'emploi.
- Mouiller les mains.
- Verser une dose de 3ml*, savonner les mains 30 secondes.
- Rincer et sécher soigneusement.

Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au protocole de l'établissement.

(*3ml = 2 pressions de pompe).

Composition :

Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.

Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fabriqué en France.

Certification EcoVadis.