



Savon doux glycériné corps et mains Robemed - Flacon 500 ml et 1 L

Savon hypoallergénique, sans colorant, sans parfum, biodégradable avec glycérine et complexe vitaminé. Fabriqué en France.

Hypoallergénique avec vitamine A, vitamine B, vitamine E et vitamine F.

Pour un lavage fréquent des mains et du corps.
Laisse la peau parfaitement douce.
Non agressif.
Maintien le pH naturel de la peau.

Convient à tous les types de peau même les plus sensibles.

Formule biodégradable selon les critères de l'OCDE 301 (97,5% des substances carbonnées sont facilement biodégradables).

Conçu spécialement pour les soins infirmiers.

- Pour le lavage des mains.
- Pour la toilette corporelle.
- Prêt à l'emploi.
- Sans colorant.
- Sans parfum.
- Sans paraben.

Existe en flacon pompe de 500ml et flacon pompe de 1L.

Fabriqué en France.