



### Savon hydratant Aniosafe Manuclear HF - Anios - Bidon de 5L

Solution enrichie en glycérine pour le lavage des mains et la toilette des adultes et des enfants.

Ce savon est recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Il convient à la toilette générale de l'enfant.

- Enrichi en substance hydratante.
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent.

#### Mode d'emploi :

Se mouiller les mains. Déposer une dose dans le creux de la main. Se frotter les mains pendant au moins 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.

#### Composition :

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate And PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), CI 14720.

Fabriqué en France.

Certification EcoVadis