

FICHE TECHNIQUE



Seringue insuline Nipro 1 ml avec aiguille sertie 30G - Boîte de 100

Avec aiguille ultra fine sertie, sans espace mort.

Seringue insuline avec aiguille sertie, qualité supérieure **MYSHOT**.

- Seringue 3 pièces, sans espace mort
- Aiguille sertie ultrafine : 30g x 1/2" (0,3x13 mm).
- Capacité 1 ml.
- Graduation 100 UI.
- Lecture précise et facile.
- Apyrogène.

Ne contient ni latex.

Conditionné sous blister individuel stérile.

Stérilisation Oxyde éthylène.

Validité 5 ans.

Vendu par boîte de 100 seringues.

Matériel médical CE.

Egalement disponible :

- [Seringue insuline avec aiguille sertie 29G en 1ml](#) MYSHOT
- [Seringue insuline avec aiguille sertie 30G en 0.5ml](#) SOFT-JECT