

## FICHE TECHNIQUE

### Seringue tuberculine Nipro 3 pièces sans aiguille 1ml - Boîte de 100

#### Pour un dosage précis, sans espace mort

Seringue tuberculine 3 pièces sans aiguille, 1 ml NIPRO

"Sans espace mort" :

- Pour un dosage précis.
- Pour minimiser la formation de bulles d'air.
- Apyrogène.

Ne contient ni latex, ni PVC.

Transparente pour une bonne visualisation du processus.  
Stérilisation Oxyde éthylène validité 5 ans

Conditionnement sous emballage individuel.  
Vendues par boîte de 100.

Marquage conforme ISO 7886-1.  
Normes EN 980 : 2003 et ISO / CD 15223-1 : 2007.

Matériel médical CE.

