

Seringue tuberculine sécurisée 1ml avec aiguille sertie 27G BD Safetyglide - Boîte de 100

Avec système de sécurité connecté à l'embase permettant de réduire le risque de blessure par aiguille.

La seringue de précision BD Safetyglide permet l'injection en intradermique ou en sous-cutanée en toute sécurité.

Pour l'injection d'anti-coagulants, d'analgésiques, d'adrénaline, d'hormones...

Pour les tests de sensibilité par intradermo-réaction, injection de vaccins.

Pour l'anesthésie locale avant l'anesthésie locorégionale.

L'aiguille souillée peut être recouverte de façon unimanuelle, immédiatement après l'injection, en poussant d'un doigt la languette jusqu'à l'obtention d'un "clic" sonore. Le verrouillage de sécurité est alors irréversible.

La géométrie de la pointe de l'aiguille et son traitement par électrolyse, permettent un traumatisme minimal lors de l'injection. La canule est siliconée afin de rendre la piqûre la moins douloureuse possible.

Dispositif correspondant aux critères de sécurité définis par le GERES.

- Seringue sans espace mort, avec aiguille sertie.
- Aiguille sertie: 27G x 1/2" (0.4 X 13 mm)
- Capacité: 1 mL.
- Cannule lubrifiée par silicone de qualité médicale
- Mécanisme de sécurité intégré au dispositif.
- Activation unimanuelle irréversible.
- Sans latex.
- Emballage individuel stérile.

Emballage individuel stérile.

Stérilisation par radiation (gamma) conforme EN ISO 13485 : 2003, EN ISO 9001 : 2000 Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 seringues tuberculine.

Matériel médical CE classe II 93/42/CEE

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

Validité: 5 ans.

