



## FICHE TECHNIQUE

### Seringues 2 pièces avec aiguille NORMJECT - Lot de 100



#### Seringues 2 pièces avec aiguilles.

La seringue et son aiguille sont conditionnées dans un même sachet individuel.

Cône luer 6 %. Corps en polypropylène, piston en polyéthylène .  
Sous emballage individuel, stérilisées à l'oxyde d'éthylène ( 5 ans).  
Avec espace mort réduit.  
Piston avec haut pouvoir de glissement  
Aiguilles pour intramusculaires ( 40x0.8 )

Sans latex, sans PVC.

Conditionnement par boîte de 100 seringues  
Fabrication européenne sous ISO 13 485. CE 93/42.

Matériel médical CE