



FICHE TECHNIQUE

Seringues 2 pièces avec aiguille NORMJECT - Lot de 100



Seringues 2 pièces avec aiguilles.

La seringue et son aiguille sont conditionnées dans un même sachet individuel.

Cône luer 6 %. Corps en polypropylène, piston en polyéthylène .
Sous emballage individuel, stérilisées à l'oxyde d'éthylène (5 ans).
Avec espace mort réduit.
Piston avec haut pouvoir de glissement
Aiguilles pour intramusculaires (40x0.8)

Sans latex, sans PVC.

Conditionnement par boîte de 100 seringues
Fabrication européenne sous ISO 13 485. CE 93/42.

Matériel médical CE