

Seringues 2 pièces sans aiguilles 3 ml - Boîte de 100 - Chirana

Pour tout type d'injection. Graduation 2 ml avec contenance 3 ml . Fabrication européenne.

Seringue 2 pièces, sans aiguille, stérile, à usage unique. Compatible avec toutes les aiguilles hypodermiques. Sans caoutchouc, sans pyrogène, sans latex, sans DEHP, sans PVC.

Affichage : 2ml graduation

Contenance : 3 ml

- Conception ergonomique, flux fluide, étanche
- Graduation noire : facile à lire, double lignes d'arrêt, position garantie de 0 ml
- Affichage 2ml graduation et contenance 3 ml
- Sous emballage individuel stérile

Conditionné en boîte de 100 seringues

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Matériel médical CE.

Selon la Norme NF EN ISO 13485 : 2016

