

Seringues tuberculine 3 pièces 1ml sans aiguille Chirana Injecta - Boîte de 100

Seringue tuberculine 3 pièces avec embout Luer. Fabriquée en Europe.

Dosage précis lors d'injections sous-cutanées ou en allergologie.

- Seringue 3 pièces, sans espace mort.
- Embout Luer.
- Sans aiguille.
- Capacité: 1 ml.
- Graduation: 100 UI.
- Siliconage offrant une pénétration en douceur.
- Lecture facile et précise.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 seringues tuberculine sans aiguille.

Matériel médical CE.

Qualité Chirana certifiée selon EN ISO 13485: 2012.

CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

