

FICHE TECHNIQUE

Sérum physiologique en monodoses de 5ml Gilbert - Boîte de 100 doses

Pour le soin des yeux, du nez et des oreilles.

Flacons stériles à ouverture rapide.

Conditionnement classique en boîte de 100 doses.

Usage externe pour :

- nettoyage et rinçage des plaies
- le soin des yeux
- débarrasser l'œil de la présence d'un corps étranger
- le nez
- les oreilles.

Solution isotonique de chlorure de sodium à 0,9%.

Sans conservateur.

2 conditionnements :

- Format économique par boîte de 100 doses.
- Boîte de 40 doses, disponible sous la référence [SERPH5](#)

Format de vente :

lot de 2 boîtes.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication française

Produit de Classe IIa

Indications :

- Solution nasale et ophtalmique
- Solution pour lavage des plaies
- Solution pour le rinçage auriculaire
- Solution pour inhalation en aérosolthérapie

Normes :

- Norme NF EN ISO 10993 : Évaluation biologique des dispositifs médicaux.
- Norme NF EN ISO 29621 : Cosmétiques - Microbiologie - Lignes directrices pour l'appréciation du risque et l'identification de produits à faible risque microbiologique
- Norme NF EN ISO 13408 : Traitement aseptique des produits de santé



