

### Service vaisselle ergonomique Deluxe - 11 pièces

Adapté aux pathologies affectant la mobilité ou la cognition.

Stable, ergonomique et facile d'utilisation. Kit comprenant : 1 assiette à rebord antidérapante, 1 rebord d'assiette, 1 bol antidérapant, 1 verre à bec, 1 verre avec découpe nasale, 2 coquetiers antidérapants et 4 couverts (2 cuillères, 1 fourchette et 1 couteau). Compatible lave-vaisselle jusqu'à 70°C (à l'exception des ventouses antidérapantes) et micro-onde (à l'exception des couverts).  
Coloris : rouge.



- Assiette à rebord, rebord d'assiette, bol et coquetiers : pour faciliter la saisie d'aliments en cas de problème de préhension ou pour les personnes mangeant d'une seule main.
- Verre à bec et à découpe nasale : pour boire plus facilement.
- Couverts : fonctionnels et légers, avec manches ergonomiques et antidérapants.
- Compatible lave-vaisselle.

#### Dimensions :

- Assiette : diamètre : 235 mm, hauteur : 60 mm, poids : 185 g.
- Bol : diamètre : 150 mm, hauteur : 78 mm, poids : 125 g.
- Couteau : longueur : 218 mm, poids : 82 g.
- Grande cuillère : longueur : 210 mm, poids : 80 g.
- Petite cuillère : longueur : 190 mm, poids : 70 g.
- Fourchette : longueur : 205 mm, poids : 75 g.
- Coquetier : diamètre : 47 mm, poids : 45 g.
- Rebord d'assiette : hauteur : 34 mm, poids : 35 g.
- Verre à découpe nasale : contenance : 237 ml, poids : 27 g.
- Verre à bec : hauteur : 170 mm, contenance : 250 ml, poids : 50 g.