



### Serviette de toilette en airlaid - non tissé très absorbant

Très absorbant et très hygiénique

Drap de bain non tissé non stérile airlaid, très absorbant.  
Très hygiénique.

#### Existe en deux tailles :

- 40x85 cm (60gr), gaufré, carton de 225.

- 80x120 cm (80gr), lisse, carton de 50.

La taille 80x120 est idéale pour les soins envers les personnes allitées et est recommandée pour la technique du bain serviette (voir "**+ d'infos sur ce matériel médical**" pour découvrir cette technique).

Peut être utilisé avec le [lait nettoyant doux sans rinçage](#)

- Serviette de toilette en airlaid pour l'hygiène personnelle
- La matière est une association de viscose et de cellulose associant résistance, douceur et absorption
- Fabrication française
- Matière première d'origine Européenne
- Ne pas jeter dans la nature

**Pliage** : En M

**Matière** : 67% cellulose et 33% viscose

**Grammage** : 50 g/m<sup>2</sup>

**Coloris** : Blanc

#### Atouts :

Très absorbant  
Absorbe instantanément (< 2 secondes)  
Produit très doux et souple  
Hypoallergénique  
Contact avec la peau agréable même humide  
Bonne résistance mécanique (sec et humide)  
Prise en main facile  
Ne peluche pas