



Set Major 1D ultra compact n°3 - Fabrication Européenne - Robé Médical

5 tampons de gaze ronds 17 fils, 5 compresses non-tissées 30g/m² 7,5 x 7,5cm, 1 pince à disséquer plastique bleue, 1 pince à disséquer plastique verte, 1 champ de soins imperméable 45 x 45 cm, 1 blister rigide & 1 compartiment pour un minimum d'encombrement.

Pour la réalisation de tout pansement infirmier.

Composition du set **stérile** :

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 5 compresses non-tissées 30g/m² 7,5 x 7,5cm,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 champ de soins imperméable 45 x 45 cm,
- 1 blister rigide 1 compartiment.

Conditionnement par carton de 70 sets ultra compacts.
Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.