

FICHE TECHNIQUE

Set de 4 ventouses de tailles différentes, poires en PVC 5,1 cm de diamètre et embouts en verre

Conçues pour la pratique de la thérapie par ventouses ou Cupping thérapie, une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise.

Les ensembles de ventouses peuvent être utilisés sur diverses parties du corps, notamment le visage, le cou et d'autres zones, pour des massages relaxants, anti-cellulite et anti-âge.

D'après la médecine traditionnelle chinoise, la cupping thérapie offre de nombreux avantages :

- Améliore l'aspect de la peau
- Libère les toxines
- Relaxation
- Décongestionne
- Améliore la circulation sanguine
- Réduction de la cellulite
- Action stimulante

4 tailles différentes :

- 1,9 cm total de la ventouse (trou d'aspiration de 9 mm)
- 2,8 cm total de la ventouse (trou d'aspiration de 1,5 cm)
- 3,7 cm total de la ventouse (trou d'aspiration de 2,4 cm)
- 5,4 cm total de la ventouse (trou d'aspiration de 4,1cm)

Matériel : boules en PVC, embout en verre

Couleur : bleue

Diamètre poire : 5,1 cm

