

Set de pansements stériles pour plaies chroniques Euroset - Boite de 5 sets

Set de soin pour le nettoyage, la désinfection et le recouvrement des plaies chroniques avec peau périlésionnelle saine

Set de soins stérile et à usage unique, conçu pour nettoyer, désinfecter et recouvrir des plaies chroniques tout en assurant la santé de la peau périlésionnelle.

Ce set est vendu par boîte de 5 unités.

Ce set comprend :

5 blisters rigides stériles, 1 compartiment, composés chacun de :

- 1 pince anatomique à bouts fins
- 1 pince anatomique à bouts mousses
- 1 paire de ciseaux pointus en métal
- 10 compresses non-tissé de 10 x 10 cm
- 1 champ imperméable absorbant 30 x 45 cm

Hors blister, dans des emballages individuels stériles :

- 5 films adhésifs transparents semi-perméables 100 x 150 mm
- 5 sachets collecteurs de déchets

Précautions d'emploi :

- Vérifier l'intégralité du blister avant usage
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Matériel médical CE de classe I stérile conforme à la Directive 93/42/CEE

