

Set de pose IV ou SC avec perfusion simple intégré - MediSet® - Hartmann

Set de soins proposé pour la préparation de la peau et la pose d'une voie veineuse périphérique.

Set de perfusion pose sur voie S.C ou I.V avec cathéter intraveineux de sécurité.

Set composé de :

- 5 compresses en non tissé
- 1 bouchon obturateur LL
- 1 cathéter sécurisé 22 G
- 1 prolongateur 30 cm
- 1 perfuseur simple 1 voie
- 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®

Détails du set :

- 5 compresses en nontissé : polyester et viscosse - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm.
- 1 bouchon obturateur LL : bouchon Luer Lock mâle en polyéthylène - transparent - sans site d'injection.
- 1 cathéter sécurisé 22 G : cathéter : polyuréthane - embase du catheter : polypropylène - canule de l'aiguille : acier poli siliconé - embase de l'aiguille : acier inoxydable - bouchon Luer, protecteur d'aiguille, capuchon et chambre du catheter sécurisé : polypropylène.
- 1 prolongateur 30 cm : tubulure 10 cm en PVC, volume résiduel 0,7 ml - embout Luer Lock femelle : PVC - embout Luer Lock mâle : ABS - capuchon pour embout en polyéthylène.
- 1 perfuseur simple 1 voie : sans latex - capuchon protecteur : polyéthylène - embout Luer Lock mobile, perfuseur et régulateur de débit : ABS - prise d'air, chambre et tubulure : PVC - filtre à particules : polyamide 15 µm - capuchon avec filtre de purge : polyéthylène avec membrane antibactérienne.
- 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®: film en polyuréthane - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - 14 x 10 cm - stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Absence de latex.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

