

## FICHE TECHNIQUE

### Set de pose de perfusion sur voie veineuse

Conçu pour établir un accès veineux chez les patients dans le but d'administrer des perfusions intraveineuses

Ce set a été conçu pour assurer les actes de perfusion, par voie centrale ou par voie périphérique et la réalisation ou réfection des pansements. Complet, ils répondent aux besoins des infirmières et infirmiers.

Ce set est conditionné dans un sachet pelable papier/PE 255 x 150 mm.

#### Composition du set :

##### Hors champ enveloppant :

- 1 sac à déchets DASRI 20 litres – PE 22? - jaune
- 1 champ enveloppant imperméable (cellulose + PE) – 46g/m<sup>2</sup> - 45 x 75 cm bleu

##### Dans le 1?? pli du champ :

- 1 essuie-mains 30 x 40 cm
- 1 charlotte avec clip – élastique – en non tissé – blanche
- 2 masques haute filtration type II - 3 plis – barrette nasale – fixation par élastiques – bleu

##### Dans le 2? pli du champ :

- 1 champ imperméable (cellulose + PE) – 46g/m<sup>2</sup> - 38 x 45 cm - fenêtré Ø 5 cm pré-fendu - bleu
- 1 paire gants nitrile sans poudre – T 7/8 – manchettes retournée – 240 mm - blanc
- 6 compresses en non tissé 30g/m<sup>2</sup>- 7.5 x 7.5 cm – 4 plis

##### Dans le corps du set :

- 4 compresses en non tissé 30g/m<sup>2</sup>- 7.5 x 7.5 cm – 4 plis
- 2 bandelettes adhésives doubles 15 x 1.25 cm
- 1 seringue 20 ml 3 pièces – Luer Lock – sans emballage (ne pas injecter)
- 1 aiguille 18 G x 1 1/2" – sans emballage

Dispositif médical de classe I stérile, 93/42/CE

**Précautions d'emploi :** Ne pas ouvrir le carton avec un objet coupant.

**Stérilisation :** par oxyde d'éthylène

