



Set de suture stérile à usage unique Concept Plus avec 2 champs absorbants

Compris dans le set : champ absorbant, champs absorbant adhésif, porte-aiguille, paire de ciseaux iridectomie, pince micro Adson et compresses non tissées.

Set de suture stérile à usage unique, stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Le blister peut être utilisé comme plateau stérile pour verser la solution ou la pommade pour le traitement des plaies.

Ce set comprend :

- 1 champ absorbant 38x45cm
- 1 champ absorbant adhésif 50x60cm troue \varnothing 8cm
- 1 Porte-Aiguille Mayo-Hegar metal 140mm
- 1 paire de ciseaux iridectomie droits pointus 115mm
- 1 pince micro Adson sans griffes metal 120mm
- 5 compresses en non tisse 7,5x7,5cm
- 1 blister solide stérile

Conditionnement sous blister individuel stérile.

Vendu par carton de 12 sets.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.