

FICHE TECHNIQUE



Set de table antidérapant bleu - 35*25 cm - Tenura

Set de table offrant un maintien optimal des plats et couverts

Ce set de table antidérapant Tenura est idéal pour aider les personnes manquant de préhension. Grâce à son silicone premium, ce set permet de maintenir fermement en place des assiettes, bols ou tout autre objet posé dessus limitant les risques de glissement, renversement ou chute.

Fabrication non-toxique sans plastifiant, phtalate et latex pour un usage en toute sécurité.

Facilement nettoyable à l'eau savonneuse.

- Apporte un grip et une adhérence supérieure
- Fabrication non-toxique
- Facilement nettoyable (spray ou liquide vaisselle)
- Usage domestique ou médical

Dimension: Longueur: 35 cm * Largeur: 25 cm

Couleur: Bleu

Conditionnement: x1 set de table bleu