



Set stérile complet pour biopsie à usage unique avec punch de 3 mm - Prêt à l'emploi

Set composé de 7 éléments: punch, protection imperméable, compresses de gaze, champ de soin, pince à dissection, paire de ciseaux, porte-aiguille

Composition :

- 1 punch (emporte-pièce) - 3 mm
- 1 drap de protection non-tissé imperméable et absorbant - 50x50 cm
- 1 champ de soin avec fenêtre adhésive - 40x50 cm
- 5 compresses de gaz - 7,5x7,5 cm
- 1 pince à dissection avec griffes - 13 cm
- 1 paire de ciseau avec embouts pointus - 11 cm
- 1 porte-aiguille - 12,5 cm

Emballage dans une pochette stérile avec punch de 3 mm.

La lame du punch, les pinces et ciseaux sont en inox.

Les instruments, le champ de soin et les compresses sont regroupés dans un drap de protection non-tissé à double couches avec une face absorbante et une face imperméable.

Le drap de protection permet de poser les instruments sur une surface stérile pendant l'utilisation.

Le champ de soin comporte une face papier absorbante et une face plastifiée imperméable. Il possède une fenêtre adhésive de 13 cm avec une ouverture de 6 cm de diamètre.

Tous les embouts des instruments sont protégés avec un capuchon hormis le punch.

Conditionnement : Vendu par lot de 3 sets

Dispositif médical CE classe IIa conforme à la Directive (UE) 93/42/EEC (MDD)