

### Sets de pose de sutures avec champ de soins - Fabrication Européenne - Robé Médical

1 champ de soins imperméable, 1 porte-aiguille plastique, 1 scalpel avec poignée pouce, 1 pince à disséquer, 5 compresses de gaze, 1 blister rigide 3 compartiments

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout: idéal lors des déplacements. Excellent rapport qualité/prix.

- 1 champ de soins imperméable 50 x 60 cm fenêtré.
- 1 porte-aiguille plastique.
- 1 scalpel avec poignée pouce.
- 1 pince à disséquer plastique, coloris vert.
- 5 compresses de gaze 7,5 x 7,5 cm.
- 1 blister rigide 3 compartiments 13 x 20 cm.

Conditionné sous emballage individuel stérile.  
Vendu par lot de 12 sets.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

