



Slip de fixation MoliCare® Premium Fixpants long leg - Hartmann - Boîte de 3

Pour une fixation fiable et hygiénique des protections d'incontinence de tout type.

Slip de fixation composé d'une structure très fine, fabriqué dans une matière très douce et agréable à porter. Sans couture latérale, avec jambes allongées et élastique large au niveau de la taille. Adapté aux personnes alitées et aux patients valides.

- Large élastique à la taille.
- Sans couture latérale.
- Résistant au séchage à air chaud.
- Code couleur différent selon la taille.

5 tailles disponibles :

- Taille S 34-36 (45-80cm).
- Taille M 36-42 (60-100cm).
- Taille Large 42-48 (80-120cm).
- Taille Extra Large 48-52 (100-160cm).
- Taille XXL 52-60 (140-180cm).

Composition :

- 97 % polyester, 3 % élasthane.

Conditionnement : boîte de 3 slips de fixation.