



Slips absorbants Abena Abri Flex Premium - Paquet de 15 ou 16 pants

Confort et mobilité par rapport aux changes complets.

Protection absorbante, avec élastique forme slip, sans attache adhésive. Se pose immédiatement comme un sous-vêtement.

Laisse respirer la peau, maintien de la ceinture confortable avec plusieurs élastiques.

Coussin super absorbant avec canaux.

Code couleur différent selon chaque taille.

Témoin d'humidité et protection anti odeur (Air Plus).

Sans latex. Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO 11948-1).

Tailles disponibles et tarifs à l'unité :

- Slip absorbant Abriflex S2 Taille S : capacité d'absorption 1900 ml - tour de taille de 60 à 90 cm (taille pantalon 34-38) - Paquet de 16.

- Slip absorbant Abriflex M2 Taille M : capacité d'absorption 1900 ml - tour de taille de 80 à 110 cm (taille pantalon 38-48) - Paquet de 15.

- Slip absorbant Abriflex L2 Taille L : capacité d'absorption 1900 ml - tour de taille de 100 à 140 cm (taille pantalon 48-56) - Paquet de 15.

- Slip absorbant Abriflex XL2 Taille XL : capacité d'absorption 1900 ml - tour de taille de 130 à 170 cm (taille pantalon 56 et plus) - Paquet de 16.

Conditionnement par sachet de 14 ou 15 protections.

Matériel Médical CE

[Existe aussi en forme boxer, pour un maximum de maintien.](#)