

FICHE TECHNIQUE

Sonde cannelée inox 14 cm

Permet de guider les ciseaux pour une découpe précise et soignée.

Protège les organes internes lors de la découpe de la peau.

- Produit en acier inoxydable
- Stérilisable

Dimension : longueur de 14 cm.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.

